

bloomaligner™

# Congratulations!

By opening this box,  
you are restoring  
your smile and  
transforming  
your life.



Join the revolution in aligner development; and realize the power behind a **blooming smile.** Bloom™ adds to your happiness, and beauty and makes you more approachable. You have taken the first steps towards a contented look.



# Bloom™ creates life-changing smiles every day.

Bloom™ aligner technology; is the future of everlasting, healthy smiles. A modern-day technique made to move your life and your oral health to a higher level.

Bloom™ is a strikingly transparent, resilient, and advanced plastic aligner with a high level of comfort; created with great precision and pioneering, software; developed with orthodontics expertise and advanced engineering. Our superb aligner system is equipped with the best material using the best digital technology.

# Bloom™ gives our dear patients the self-confidence they deserve.

We strive, to give our dear patients the comfort they need during their correction phase. Our individually tailored, outstanding aligners, move teeth gently yet effectively.

A close-up photograph of a woman's face, focusing on her mouth and teeth. She is smiling broadly, showing her bright white teeth and vibrant red lipstick. Her hair is dark brown and styled in a shoulder-length bob. The background is a soft, out-of-focus light blue.

## Bloom™ clear aligner, for straighter teeth and a blooming smile.

Bloom™ aligner system is for all types of malocclusions. Our aligners are designed and developed by expert orthodontists for the aesthetic correction of your misaligned teeth. Our aligners are CE standards; created to improve oral health and provide good occlusion solving all types of Orthodontic Problems.



# How to apply your unnoticeable, biocompatible, and highly comfortable aligners.

Make sure you have the right upper or lower aligner first. The upper aligner is marked with the letter "U", and the lower aligner is marked with the letter "L".

## **Front to back**

Use this method if the anterior teeth are excessively anteriorly tilted (incisal edge forward) or excessively crowded.

- Insert either of the two aligners first.
- Attach the aligner to your front teeth
- Then push it onto your back teeth.

## **Back to front**

Use this method if all teeth are relatively vertical.

- Place the aligners on the back teeth first.
- Then push the tray onto your front teeth.





## Side to side

Use this method if the posterior teeth are excessively inclined towards the tongue.

- Attach to one side first, then attach to the front teeth.
- Then push to the other side.
- Carefully use your finger to push the aligner in.

## Anterior to backward

Use this method if your teeth are flared lingually or buccally.

- Attach the aligners to your front teeth.
- Then push the tray into the flared side. For example, if your teeth are lingually flared, push the tray lingually. If it flares buccal, tuck it buccally. (Apply the aligners to the most difficult areas first, and the remaining areas should be easy to apply.)

**\* Do not bite down on the aligners to set them in place. This could damage them.**

## How to change aligners ?

Remember to change your aligners within the time frame prescribed by your Dr. to abide to your treatment plan. Wear each set according to your Dr. recommendations; generally, between 20 to 22 hours per day.

## How to remove your aligners ?

Bloom™ is more difficult to remove than to wear. Don't use any force, just use your fingers to remove the aligner starting from the left or right back teeth. Gently remove the aligners from your molars. Do the same thing on the other side, then gently and delicately release the aligner from your teeth by sliding it out.

## How to care for your bloom™ aligner ?

Here are three ways to care for your mouthpiece.

- Remove your aligners when eating or drinking anything apart from water.
- Brush your aligners, using neutral toothpaste, a soft-bristled brush, and cold or lukewarm water, after meals or drinks. Floss your teeth.
- Soak your aligners in water when not used.





**Bloom™ serves tens of thousands of dentists around the world.**

Delivering hundreds of thousands of aligners to patients. Our clear aligners are CE approved and contain no BPA, BPS, latex, mercury, phthalate, or gluten. Enjoy the comfort of your bloom™ aligners.

bloom<sup>aligner</sup><sub>TM</sub>

# Félicitations !

En ouvrant cette boîte, vous restaurerez votre sourire et transformez déjà votre vie.



Rejoignez la  
révolution dans la  
technologie de  
l'aligneur et  
découvrez le  
pouvoir d'un  
**sourire radieux.**

Bloom™ vous  
rend plus  
heureux, plus  
beau et plus  
accessible. Vous  
avez fait le  
premier pas vers  
un tout nouveau  
look.



# Chaque jour, Bloom™ bouleverse votre sourire.

La technologie d'aligneurs Bloom™ est le futur d'un sourire sain et durable. Une technologie moderne qui propulse votre sourire et votre santé buccale à un niveau supérieur.

Les aligneurs en plastique Bloom™ sont remarquablement résistants, confortables et invisibles. Ils sont créés avec une extrême précision et un logiciel de pointe, développés grâce à une expertise orthodontique et une technologie avancée. Notre superbe système d'aligneurs exploite un matériau optimal et utilise la technologie numérique la plus avancée.

# Bloom™ offre à nos chers patients l'assurance qu'ils méritent.

Nous nous efforçons de vous procurer un confort maximal lors de la phase de correction. Nos aligneurs, travaillés sur-mesure, déplacent les dents en alliant douceur et efficacité.





## Les aligneurs invisibles Bloom™ pour des dents droites et un sourire radieux.

Le système d'aligneurs Bloom™ convient à tous les types de malocclusions. Nos aligneurs sont créés et développés par des experts orthodontistes pour la correction esthétique des dents mal alignées. Conformes aux normes européennes, ils sont créés pour améliorer votre santé buccale et corriger les malocclusions, résolvant tous types de problèmes d'ordre orthodontique.

# Comment utiliser vos aligneurs transparents, biocompatibles et incroyablement confortables ?

Assurez-vous d'abord de différencier vos aligneurs supérieur et inférieur. L'aligneur supérieur est marqué d'une lettre "U" et l'aligneur inférieur, d'une lettre "L".

## De l'avant vers l'arrière

Méthode à appliquer pour les dents de devant très avancées ou qui se chevauchent excessivement.

- Placez l'aligneur de votre choix en premier.
- Commencez par le placer sur les dents de devant.
- Puis exercez une pression vers l'arrière pour qu'il s'emboîte sur les dents du fond.

## De l'arrière vers l'avant

Méthode à appliquer pour les dents relativement droites.

- Placez l'aligneur de votre choix en premier.
- Placez l'aligneur sur les dents du fond.
- Puis exercez une pression vers l'avant pour qu'il s'emboîte sur les dents de devant.



## **Un côté après l'autre**

Méthode à appliquer pour les dents du fond excessivement inclinées vers l'intérieur.

- Placez d'abord l'aligneur sur un côté de la mâchoire.
- Placez-le ensuite sur les dents de devant, et continuez jusqu'à l'autre côté.
- Pressez délicatement sur l'aligneur pour qu'il s'emboîte.

## **De l'avant vers l'arrière (pour les dents très inclinées vers la langue ou vers la joue)**

Méthode à appliquer en cas de forte inclinaison des dents vers la langue ou vers la joue.

- Placez l'aligneur sur les dents de devant.
- Puis pressez la gouttière par le côté vers lequel les dents s'inclinent. Par exemple, si vos dents sont inclinées vers la langue, placez la gouttière par le côté lingual, soit l'intérieur des dents. A l'inverse, si vos dents sont inclinées vers la joue, placez la gouttière par l'extérieur des dents. (Commencez par les zones les plus difficiles, la gouttière devrait ensuite s'emboîter facilement partout ailleurs.)

**\* Ne mordez pas sur l'aligneur pour le mettre en place. Cela risquerait de l'endommager.**





# Quand changer vos aligneurs ?

N'oubliez pas de changer vos aligneurs à la fréquence indiquée par votre médecin. Portez chaque paire le temps prescrit par votre médecin, soit généralement entre 20 à 22 heures par jour.

# Comment retirer vos aligneurs ?

Les aligneurs Bloom™ sont plus difficiles à retirer qu'à porter. Ne forcez en aucun cas. A l'aide de vos doigts, retirez l'aligneur en commençant par le fond de la bouche (côté gauche ou côté droit). Détachez-le des molaires, puis soulevez l'autre côté. Enfin, faites-le glisser délicatement vers l'avant pour qu'il se détache complètement.

# Comment entretenir vos aligneurs ?

Voici trois façons de garder vos aligneurs de bloom™ propres.

- Retirez vos aligneurs avant les repas.
- Brossez-les avec une brosse à dents souple, un dentifrice neutre, à l'eau froide. Passez le fil dentaire.
- Laissez-les tremper dans l'eau (hors temps de port).



**Bloom™ est utilisé par des milliers de dentistes du monde entier.**

Nos aligneurs sont aux normes européennes et ne contiennent ni BPA, BPS, latex, mercure, phtalate ou gluten. Profitez du confort de vos aligneurs invisibles et amovibles. Profitez dès maintenant du confort de vos aligneurs bloom™ invisibles et amovibles.



bloom<sup>aligner™</sup>

Enjoy your  
removable,  
invisible, and  
comfortable  
**bloom™ aligner.**

For professional dental use  
CEDARWINGS SAS

Manufacturing & distribution facility



EC REP

**Bloom™ Aligner**

17 Rue du Petit Albi,  
95800 CERGY, France  
info@bloomaligner.fr



www.bloomaligner.fr/ifu

